

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-1300	株式会社クイックパック	0564-59-3525

●ご注文の際は、注文コードをご記入ください。 **7KG**

商品を
WEBで探す TK

1300

表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。

衛生的で便利

履物の底につくホコリやチリ・ゴミは、普通のマットではなかなか取れにくく、クリーンルームを完全にチリ・ホコリから守るのが困難です。粘着マットは、その粘着性によって細かいチリ・ホコリを吸着し、室内への持ち込みを最小限にします。粘着マットに一度付着したチリはとれません。チリ・ホコリがある程度ついたら使用済みとして1枚ずつめくって捨ててください。

安定した除塵効果

粘着マットフレームに粘着マットシートを全面貼り付けしています。このため、シートのズレや破れを防ぎ、安定した除塵効果が得られます。



通し番号入②～④



① 粘着マットフレーム (KMT-99) ㊦

6-1300-0101 720×1,020 ¥10,100
6-1300-0102 720×1,320 ¥12,600

材質: 本体/EVA樹脂 フチ/軟質塩化ビニル

② 粘着マットシートG (KMT-98) ㊦ ㊦

6-1300-0201 600× 900 (1シート60枚層) ¥18,200
6-1300-0202 600×1,200 (1シート60枚層) ¥20,500


材質: ポリエチレンフィルム

●病院、オフィス玄関など一般用。

●中粘着タイプ。

●通し番号入

※②～④のシートは①粘着マットフレームにセットして御使用ください。



③ 粘着マットシートAST (KPY-01) ㊦ ㊦

6-1300-0301 600× 900 (1シート60枚層) ¥20,500
6-1300-0302 600×1,200 (1シート60枚層) ¥27,400


材質: ポリエチレンフィルム

●強粘着タイプ

●帯電防止

●半導体、精密機器、食品等の工場や、病院の検査室に最適。

●通し番号入



④ 粘着マットシートBS (KPY-02) ㊦ ㊦

6-1300-0401 600× 900 (1シート60枚層) ¥18,200
6-1300-0402 600×1,200 (1シート60枚層) ¥20,500

材質: ポリエチレンフィルム

●強粘着タイプ。

●精密工場クリーンルームなど、工場用。

●通し番号入

歩くだけで足元を消毒でき、厨房や食品工業などの衛生管理に活躍。



⑤ 消毒マットセット (KMT-23) ㊦

サイズ(mm)	緑	茶	厚さ(mm)	
600× 900	6-1300-0501	6-1300-0502	約20	¥24,500
900×1,200	6-1300-0503	6-1300-0504	約18	¥49,000

マット+ベース1セット

- 消毒液をマットに注いで御使用いただくマットです。
- 衛生管理の厳しい、給食室・旅館等の厨房・生鮮食料品加工場・実験室などの出入口に最適です。
- マットとマットベースの2層式です。
- 消毒マットの上を歩くと、特殊フィラメントによる毛細管作用で、消毒液がマット表面ににじんで、常に一定量の消毒液が靴底を湿し、洗浄すると同時にバイキンを除去します。

※消毒液は⑥コンドル消毒液を御使用ください。



⑥ コンドル 消毒液 C-108 (KSY-04) ㊦

6-1300-0601 ¥2,520

4ℓ ㊦

- コンドル消毒マット専用殺菌消毒剤(塩化ベンザルコニウム塩)配合



⑦ 除菌マット (KMT-81) ㊦


6-1300-0701 ¥18,800

695×995 厚さ:35mm

材質: マット/EVA樹脂
スポンジ/ウレタンスポンジ
マット枠/天然ゴム

- 材質はEVA樹脂製ですので除菌剤の作用による変質や腐敗がしにくく、いつまでも美しい色調を保ちます。
- ウレタンに除菌剤が浸透して、靴底を洗浄し衛生効果を発揮します。

※⑧の除菌剤をご使用ください。



⑧ 除菌剤 メディカルクリーン (除菌マット専用液) (KKL-17) ㊦

6-1300-0801 ¥2,100

4ℓ ㊦

- ジェミニ型除菌剤

清掃用品

スポンジ・タワシ・ブラシ

洗剤・クリナー

ふきん・タオル・洗濯機

掃除道具

お掃除収納・脚立

ダストカート・ゴミステーション

ゴミ箱・ベール・バケツ

トイレ用品・手洗い・消毒

厨房・玄関マット・スノコ