

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20454-327	株式会社クイックパック	0564-59-3525

327

紙製品

保鮮シート・
だしとりサンエース

調理道具
017-034

せいろ
035-043

鍋・コンロ
044-063

そば・うどん
064-073

竹製品
074-092

金彩・銀彩
093-099

弁当
100-125

飯器・椀
126-130

料理箱・皿
131-160

盛込
161-182

ビュッフェ
183-196

小鉢・珍味入
197-224

樹・酒の器
225-230

演出小物
231-262

紙製品
263-334

卓上用品
335-362

什器・備品
363-438

サイン
439-460

浴場用品
461-467

説明・注意
468-470

品名検索
471-480

番号検索
481-490

遠赤外線放射性セラミック混不織布

遠赤保鮮シート

□1ケース24本入

料理素材は水分活性が重要なポイント

- 遠赤外線効果と優れた抗菌効果の鮮度保持専用のシートです。
- 生鮮魚介類・肉・野菜の鮮度保持と優れた抗菌・うま味効果が威力を発揮します。
- Lサイズ・ロールタイプ、Mサイズ・ロールタイプ、Lサイズ・ボックスタイプの3種類を取り揃えております。ご使用目的に応じてお選びください。

おいしさ新鮮
機能シート
風味生き生き

特長



■遠赤外線効果

- 遠赤保鮮シートに使用されている遠赤外線放射性セラミックスが、生鮮素材に含まれている水分に共鳴・共振し、その分子構造を活性化します。この水分活性が、新鮮さを保持し、ドリップの流出現象を抑制します。

■鮮度保持効果

- 生鮮魚介類・肉類・野菜類からは大量のエチレン・硫化水素が放出されます。このガスが食物の老化を促進します。遠赤保鮮シートは、老化促進ガスを効率よく吸着・脱臭し、生き生きとした鮮度を長時間保持します。

■抗菌効果

- 遠赤保鮮シートは、優れた抗菌効果を発揮します。雑菌が繁殖しにくい条件を作り出しますので、安心してご使用いただけます。

〈遠赤保鮮シートの抗菌力測定(当社比)〉

黄色 平板 培地	経過時間	空 試	当社製品
	接種直後	1.7×10 ⁴	1.7×10 ⁴
	18時間後	2.1×10 ⁶	<20

試験方法：JIS L 1902に準じる。

■用 途

- 包む、巻く、掛ける…幅広くご使用いただけます。
- その他、冷凍・解凍用(電子レンジ解凍可)、炊飯の除湿・風味の維持、水切り油切り、煮物のアク取り、水道水の浄化などアイデア次第で多様にお使いいただけます。

ロールタイプ



遠赤保鮮シートLサイズ

17-327-01 (64902)
(ミシン目入) (100枚入)
2,600円 約38.5×24cm

遠赤保鮮シートMサイズ

17-327-02 (64901)
(ミシン目入) (100枚入)
2,000円 約27.5×24cm

●品質表示

材質／レーヨン、ポリオレフィン、ポリエステル
加工材料／天然セラミックス混繊維(不織布)

●食品衛生法

規格基準適合商品

ボックスタイプ



遠赤保鮮シート

ボックスタイプ Lサイズ

17-327-03 (64910)
(ミシン目入)
(21.6m巻・90枚入)
2,600円 約38.5×24cm

●品質表示

材質／レーヨン、ポリオレフィン、ポリエステル
加工材料／天然セラミックス混繊維(不織布)

●食品衛生法

規格基準適合商品

- 外気にふれにくいため衛生的です。
- 引き取るだけで1シートが簡単に切れます。

だしとりサンエース

□100枚入

だしとりサンエース

17-327-04 (64633) 小 約18×30cm	4,800円 (1枚当り48円)
17-327-05 (64632) 大 約35×40cm	7,000円 (1枚当り70円)

※不織布製

