

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-2259	株式会社クイックパック	0564-59-3525

2259 インテリア

ホテル・旅館用品

福祉施設

KG

ホテル・
旅館用品
テーブル・
椅子
サイン
店舗備品



●下部の移動棚を外すとミニ冷蔵庫が収納できます。(収納サイズ 458×510×H394)



座面の高さ調節
脚部を回転させて座面を35～45cmに調節できます。



便利な小物収納
トイレトーパーバーや消臭剤の収納に便利です。



ラクラクお手入れ
バケツ受けは、外して水洗いできます。



肘掛3段階調節
使う方の体格や症状に合わせて高さ調節できます。ベッドの反対側の肘掛を下げると、サイドからの介助にも便利です。

1 床頭台(しょうとうだい) UF1-LDM

(VSY-10) 6-2259-0101 ¥131,700

500×555×H1,700 55.0kg
●下部扉は左右変更可能で設置場所により扉を反転させて使用できます。

①・②
材質:特殊化粧シート+パーティクルボード・低圧メラミン化粧板・PVC(真空プレス加工)
●収納棚の棚板は60mmピッチ3穴で高さ調整ができます。
●便利なスライドテーブル・折りたたみ式タオル掛け(左右)・キャスター付。
●引き出しにはスライド式の鍵もご用意できます。(特注)

2 床頭台(しょうとうだい) UF1-L0M

(VSY-11) 6-2259-0201 ¥120,900

500×555×H1,700 51.2kg

4 おむつペール 45型

(ZPC-69) 6-2259-0401 ¥8,000

300×425×H686
●おむつ入れシール付
●消臭剤1個付



フタの裏面に消臭剤をニオイを防ぎ、汚物が見入るカバーを付けてあえいよう。フタとおむつ受けは特殊な形になっています。



5 安全尿器 (1,000ml) (VNY-01)

品名	性別	サイズ	口径	価格
6-2259-0501	男性用	6-51 110×300×H130	φ60	¥1,000
6-2259-0502	女性用	6-52 110×400×H130	105×140	¥1,200

材質:本体/ポリエチレン キャップ/ポリプロピレン
●口部(アダプター)脱着式で洗浄に便利。

ほどよい角度のノズルで、ねらった所をラクラク洗浄!



6 おしりシャワー レギュラー

(ROS-20) 6-2259-0601 ¥1,200

6-2259-0601 グリーン

6-2259-0602 ピンク

70×83×H271

450cc(洗浄:大人2回分)

●おむつ交換、ポータブルトイレ使用時に便利です。



7 簡易トイレ強力凝固・消臭剤 400 CH888

(ZGU-01) 6-2259-0701 ¥1,400

400g

主成分:ケイ酸塩結晶・高分子吸収材

●使用量の目安:1回約20g(約20回分)

●用途:簡易トイレの糞尿をすばやく固めて消臭し、ゼリー状に固まるので簡単に捨てられます。
※水洗トイレには流せません。
●可燃ごみとして処分できます。



約30秒で予測検温、先の曲がる体温計



8 やわらかタッチ体温 TO-200PK

(ZTI-61) 6-2259-0801 ¥1,450

140×22×H12

温度測定範囲:32.0～42.9℃

電源:アルカリボタン電池LR41×1個付

●予測式のため約30秒で測定が完了します。

●本体の先(測温部)が曲がるのでやさしく口にフィットします。

●メモリー機能で自動的に最後の測定温度を保存します。

●収納ケース付

医療機器認証番号 227AKBZX00022000

お薬・サプリメントの飲み忘れの防止に大活躍!

10 ウィークリー投薬ポケット W-165 クリアー×クリアー

(RTU-01) 6-2259-1001 ¥2,380

680×340

ポケット寸法:70×60 28個

145×140 1個

175×140 1個

材質:塩化ビニール樹脂

●1日4回分(朝・昼・夕・夜)×1週間分のお薬の管理ができます。

●入り口が開いて手が入れやすくお薬が取り出しやすいマチ付ポケット。

●体温計や診察券を収納できる大きなポケット付。



へり付だから持ちやすく、手をかけやすい。



11 使っていいね! うがい受け

(RUG-02) 6-2259-1101 ¥700

227×130×H86 容量:700cc

材質:ポリプロピレン(耐熱120℃)

●うがいや吐物の受水容器として最適です。

●介護する方も持ちやすく、飛び散りにくい形状ですので安心してお使いいただけます。

●持ち変えずに吐水を捨てられます。



持ち変えずに吐水を捨てられます。 入れ歯洗浄の容器としても使えます。