

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20471-324	株式会社クイックパック	0564-59-3525

シクロオレフィンポリマー食器

COPプリズム

CPR

●FDA(米国食品医薬品局)登録済材料 登録番号: FCN No.375

プリズムを通った陽光が、食器の上に
かわいい光の 패턴を映し出しました。
お昼休みの子どもたちの笑顔も
プリズムの光のように
ぎっとキラキラ輝きます。



JP10CPR 14.5cm ボール
146×62(500ml)〈160入〉 ¥1,070

JP14CPR 13.5cm ボール
137×57(410ml)〈240入〉 ¥930
013 ¥250 (P233) 組高73

JP13CPR 13cm ボール 受
130×53(360ml)〈200入〉 ¥890
013 ¥250 (P233) 組高69



JP19CPR 18cm 深皿 受
179×40(570ml)〈120入〉 ¥1,220
013 ¥380 (P234) 組高76

JP18CPR 17cm 深皿
170×36(500ml)〈120入〉 ¥1,220

JP25CPR 13cm 深皿
130×32(250ml)〈200入〉 ¥890
013 ¥250 (P233) 組高48



JP27CPR 16cm 平皿 受
160×22(160入) ¥1,000
013 ¥370 (P234) 組高58



JP30CPR 20cm カレー皿 受
200×37(700ml)〈100入〉 ¥1,440



JP15CPR 16cm うどん鉢
165×64(770ml)〈80入〉 ¥1,390
117 ¥350 (P233) 組高78



JP23CPR 角ニツ仕切皿 受
211×171×25(100入) ¥1,550

COP食器の
特長

高い安全性と機能性を
併せ持つ素材、COP

- 高温消毒が可能で変形しません。また、汚染(食品の色移り)の心配がなく、耐薬品(洗剤)性に優れ加水分解も起こしません。
- 表面硬度が高いためキズがつきにくく、吸水性が低いので材質劣化しにくい素材です。

⚠ リモネン(柑橘類の皮汁)に膨潤されますので、
付着したときは速やかに洗浄してください。

⚠ 油分が残った状態で消毒保管庫を使用すると、破損するおそれがありますので、
事前に充分洗浄してください。