

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-869	株式会社クイックパック	0564-59-3525

869

EBM 厨房用品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

さまざまな場所で、さまざまな人に。清潔と安心を。

両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。片手では作動しない両手検知機能(片手だけの検知でも作動するように設定できます)。消毒完了を知らせるブザーなどさまざまな機能がセットされ、使いやすく設計されています。



①自動手指消毒器 S-2A
アルボース 8389900
●ノータッチで両手を消毒。

外 寸	250×190×H280
ケース本体	ステンレス製 (SUS304)
重 量	4.7kg
電源・電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	作動時30W
作動モード	光電センサー方式
使用薬液	消毒用アルコール他
噴霧量	1.0cc~12.0cc(可変) 出荷時は3.0cc(1.5秒)で設定しています。
タンク容量	1.2ℓ
連動出力	a接点出力 (1.5秒)

画期的な超音波方式。だから音がとっても静か。

従来の業務用消毒器と違い、「TEK-101A・103A」は画期的な超音波方式を採用。圧力噴霧方式の消毒器と違い、作動が素早く、音が静かです。また、コンパクトな薄型ですので、机や棚に置いたり、壁に掛けたりとどちらにも使えます。



②自動手指消毒器
TEK-101A 4042800

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	運転時最大46W 待機時7W
電 気 代	1日当り約3円
噴 霧 方 式	超音波霧化式
噴 霧 時 間	約3秒/回
噴 霧 量	1cc/回
消 毒 液 代	1回当り 1.4円
タンク容量	1,200cc (補給量1,000cc)
手指検知方式	赤外線センサー
外 形 寸 法	282×191×H480
製 品 重 量	4.5kg(壁掛金具1.0kg)
設 置 方 法	壁掛け又は据え置き
そ の 他	薬液補給ランプ表示付 ドア連動用端子付

③アルコール消毒器 TEK-M1A
て・きれいMini 6435100

- 小型タイプでありながら手をまんべんなく消毒できます。
- 噴霧量5段階調節。
- 壁掛式、卓上式、ですり式とどんな所にもカンタンに取付できます。
- 手すり式は別売金具 6435200が必要です。
- 消毒液の補給は、ボトルごと交換。
- 専用交換ボトル アロクリンエス 1,000cc 6435300

④自動手指消毒器 TEK-103A
て・きれいII 6435400

- 底層専門に開発された細心設計の上級タイプ。
- 壁掛式卓上式とどちらにも使える薄型設計。消音型。
- 消毒液タンクは取り外しての洗浄が可能。
- 噴霧量5段階調節。
- 消毒液の残量が一目で確認できる窓付。

形 式	て・きれいMini (TEK-M1A)	自動手指消毒器 (TEK-103A)
電 源	単2乾電池4個	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	アルカリ電池の場合約3ヶ月 (1日1,100回使用)	噴霧時46W 待機時 7W
手指検知方式	赤外線センサー	赤外線センサー
噴 霧 方 式	圧力ポンプ式	超音波霧化式
噴 霧 量	0.75、1.2、3.4ccの5段階	0.75、1.2、3.4ccの5段階可変
タンク容量	1,000cc	1,200cc (補給量1,000cc)
外 形 寸 法 (mm)	146×172×H297	282×191×H480
製 品 重 量	(電池除く) 1.7kg	4.5kg



⑤自動手指消毒器 UD-1000
(アルコール用) 8465100

寸法: 144×106×H255
質量: 約740g
噴射量: 約1.4cc/回
電源: アルカリ乾電池/4本 (DC 6V)

使用方法: ノズルの下に両手を揃えて差し出すと、消毒液が噴射(吐出)します。1回あるいは2回作動すると停止します。

●ノータッチ・フルオート

手を触れなくても、センサーが感知して毎回清潔な薬液を吐出・噴射します。

●お知らせランプ

LEDランプで、電池切れを赤色に点滅してお知らせします。作動中は緑色に点灯します。

●残液確認

確認窓から残液が一目で確認でき、補給の目安にいただけます。

●液量の調節機能

1回吐出・噴射あるいは2回連続吐出・噴射の切替設定ができます。


⑥自動手指消毒液ディスペンサー UD-3100 (タッチフリータイプ) 4007200

外寸: 120×149×H376
噴射量: 約1.5cc/回

- 電源: 単3アルカリ乾電池/4本
- 容器からノズル先端までを取り替えるディスポーザブル式
- 薬液の補給や希釈が一切不要です。
- 薬液の濃度不足や容器内感染などのリスクが軽減できます。
- センサー感知なので手を触れずに薬液が吐出します。

⑦UD-3100専用アルコール手指消毒液 4007300

- 容量: 1ℓ
- 広範囲の微生物に有効で迅速な殺菌効果を発揮します。
- 速乾性ですので両手のですり込みで蒸発することから手を拭く必要がなく交差汚染の恐れがありません。



※⑤⑧～⑩の消毒液はP872-⑨を御使用下さい。



電源不要だからどこでも設置可能
電源のない場所でも設置し使用可能です。

消毒液の充填・補給
(カートリッジ式)
本体から1ℓポンプボトルを取り外し、消毒液を充填・補給します。

⑧手指消毒器 HC-400 足踏式 8465000

寸法: 315×372×H1,100
質量: 約3.5kg
噴射量: 約1.2cc/回

操作方法: 足踏ペダル式

使用方法: 指先に噴射できるように指を立てノズルの下に手を入れて下さい。ペダルを踏むと指先に消毒液が噴射します。手指全体になり込み、特に指先は洗いにくいに殺菌・消毒して下さい。

自動手指消毒器 HDI-2002

商品コード

⑨据置型 240×275×H271 8464800
⑩壁付型 250×311×H344 8464900

電源: 100V センサー方式
※手を入れるとアルコールが自動噴霧します。

カート・台車・棚

ファーストフード・テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・清潔用品

冷・温水ボトル・ジュースディスペンサー

喫煙用品・ミキサー・コーヒーマシン

効率収納用品・グラスラック