

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20395-1242	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

キッチン洗浄・清潔用品

厨房用品

1242

さまざまな場所で、 さまざまな人に清潔と安心を

両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。片手では作動しない両手検知機能(片手だけの検知でも作動するように設定できます)。消毒完了を知らせるブザーなどさまざまな機能がセットされ、使いやすく設計されています。



外 寸	250×190×H280
ケース本体	ステンレス製(SUS304)
重 量	4.7kg
電源・電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	作動時30W
作動モード	光電センサー方式
使用薬液	消毒用アルコール他
噴 霧 量	1.0cc～12.0cc(可変) 出荷時は3.0cc(1.5秒) で設定しています。
タンク容量	1.2ℓ

●自動ドア連動機能付

① アルボース 自動手指消毒器 S-2A

8389900 ¥137,500
●ノータッチで両手を消毒



⑪



⑫

⑪ アルコール消毒器 できれいMini TEK-M1B

6435110 ¥40,000
●小型タイプでありながら手をまんべんなく消毒できます。
●噴霧量5段階調節
●壁掛式・卓上式・ですり式と、どんな所にも簡単に取付できます。
手すり式は別売金具 6435200 ¥2,200 が必要です。
●消毒液の補給は、ボトルごと交換になります。
専用交換ボトルアロウエース 1,000ml 6435300 ¥2,800

⑫ 自動手指消毒器 できれいII TEK-103D-2

6435410 ¥105,000
●医療専門に開発された細心設計の高級タイプ
●壁掛式・卓上式とどちらにも使える薄型設計・消音型
●壁掛け金具は別売 6435500 ¥5,000 が必要です。
●消毒液タンクは取り外しての洗浄が可能
●噴霧量5段階調節
●消毒液の残量が目目で確認できる窓付



⑤ ピュアハイジーン PH-01

5091710 ¥16,000

外 寸	165×138(トレー設置時280)×H314
重 量	1.4kg(電池、空ボトルを除く)
材 質	ABS樹脂
電 源	アルカリ乾電池(単1)4本 ※付属電池は確認用
使用環境	温度5～40℃ 湿度20～80%
付 属 品	専用空ボトル(1,000ml)、壁面用取付ビス

※オプションでACアダプターもあります。




⑧ 手洗いチェッカー

8462830 ¥18,500

外寸:325×160×H240

重量:1.8kg

セット内容:手洗いチェッカー本体、
手洗いチェッカー専用ライト
(専用ライト用乾電池単3×4本)、
手洗いせっけん液250ml
(シャボネットユニムS)1本、
手洗いチェッカー専用ローション250ml2本
●専用ローションを手についた汚れに見立てて、特殊なライト下で
光らせます。適切な手洗いが実施できているか確認できます。



薬液ボトルを置いた状態

※ボトル対応可能サイズ
D85×W95×H215～255
●ボトルを選ばない自動薬液噴霧器
●台座の高さを変えて色々なサイズの
ボトルがご使用になれます。

手をかざすだけで簡単スタート



インフルエンザの予防、食中毒の予防には正しい
手洗いの励行が大切です。30秒の手洗いでウィ
ルスは1/100に減少するといわれています。

⑥ 自動手指消毒器 アルサット AL10

2922300 ¥4,743

外寸:172×163×H304(補助板除く)

重量:0.75kg

電源:単3形アルカリ乾電池×4本(別売)

●動力は乾電池なので、電源を必要としない

為、手軽に持ち運びできます。

●専用液を使用する必要がなく、市販の液体

アルコールタイプの消毒液が使用可能です。

※ジェルタイプの消毒液はご使用できません。

⑦ SATO ノータッチタイマー 手洗い当番 TM-27

2590300 ¥2,500

外寸:114×24×H62

電源:単4形マンガン乾電池×3本

表示内容:30/60秒切替リピー機能付

●マグネット付

●非接触式センサー(スイッチ)採用により、本体に

触れることなく手をかざしてタイマーのスタートが

でき、とても衛生的です。

⑨ 手洗いチェッカー ローション

250ml

8462840 ¥2,400

手洗いチェッカー専用

ローションです。



⑩ うがい薬コロロ 1ℓ ポンプ付

8462811 ¥6,000

医薬部外品

有効成分:ラウリルジアミノエチル

グリシナトリウム

吐出量:約1.5ml/回

●口腔内の殺菌・洗浄・消毒に。

口臭も除去します。

●紙コップなどにうがい薬を1プッシュ

入れ、80～100mlの水でうすめて、

うがいでください。



●このカタログに掲載されている価格は、平成28年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49 ビューフェ関連

50 卓上器物 洋

43 キッチン洗浄・清潔用品

44 清掃用品

45 ロッカー・備品

46 カトラリー

47 バンケット・サニタリー

48 バンケット用品