

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20587-362	株式会社クイックパック	0564-59-3525


シクロオレフィンポリマー食器

COPプリズム

CPR

●FDA(米国食品医薬品局)登録済材料 登録番号: FCN No.375

プリズムを通った陽光が、食器の上に
かわいい光のパターンを映し出しました。
お昼休みの子どもたちの笑顔も
プリズムの光のように
ぎっとキラキラ輝きます。



JP10CPR 14.5cmボール(受)
146×62(500ml) ¥1,110

JP14CPR 13.5cmボール(受)
137×57(410ml) ¥970
●PP013 ¥290 (P258) 組高73

JP13CPR 13cmボール(受)
130×53(360ml) ¥930
●PP013 ¥290 (P258) 組高69



JP19CPR 18cm深皿(受)
179×40(570ml) ¥1,270
●PP018 ¥440 (P259) 組高76

JP18CPR 17cm深皿(受)
170×36(500ml) ¥1,270

JP25CPR 13cm深皿(受)
130×32(250ml) ¥930
●PP013 ¥290 (P258) 組高48



JP15CPR 16cmうどん鉢(受)
165×64(770ml) ¥1,450
●PP117 ¥410 (P258) 組高78

COP食器の
特長

高い安全性と機能性を併せ持つ素材、COP

- もともと、医療用として開発され、注射器など医療器具にも幅広く使われています。優れた安全衛生性が特長のオレフィン系樹脂です。
- 高温消毒が可能で変形しません。また、汚染(食品の色移り)の心配がなく、耐薬品(洗剤)性に優れ加水分解も起こしません。
- 表面硬度が高いのでキズがつきにくく、吸水性が低いので材質劣化しにくい素材です。



⚠ リモネン(柑橘類の皮汁)に膨潤されますので、付着したときは速やかに洗浄してください。

⚠ 油分が残った状態で消毒保管庫を使用すると、破損するおそれがありますので、事前に充分洗浄してください。