

| パンフレット番号   | 問合せ先        | 電話番号         |
|------------|-------------|--------------|
| 20604-2449 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

## 2449 手洗いタイマー・うがい薬

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。



手をかざすだけで簡単スタート インフルエンザの予防、食中毒の予防には正しい手洗いの励行が大切です。  
30秒の手洗いでウイルスは1/100に減少するといわれています。



①タニタ 非接触タイマー  
洗えるタイプ TD-424

| ページコード   | 商品コード       | 価格             |
|----------|-------------|----------------|
| ① RD レッド | 3-2449-0101 | 1301140 ¥3,000 |
| ② BL ブルー | 3-2449-0201 | 1301150 ¥3,000 |

外寸:約90×24×H110  
電源:単4形アルカリ乾電池×2本  
設定時間:最大99分59秒 1秒単位  
●非接触センサー搭載から手をかざすだけでタイマーのストップ、スタートが操作可能  
●防水等級IPX5で濡れても安心、汚れても洗えます。  
●使用する場所に合わせて音量や振動時間が変更できます。  
●視覚的にも分かりやすい、LEDラング付き  
●飲食店の厨房・食品工場・不特定多数の人が利用する施設(共同手洗い場、スポーツジムなど)・美容室等におすすめ



③SATO ノータッチタイマー  
TM-29

| ページコード      | 商品コード   | 価格     |
|-------------|---------|--------|
| 3-2449-0301 | 1113200 | ¥3,300 |

外寸:120×22×H62  
電源:単4形乾電池×3本  
設定時間:1～99分59秒を1秒間隔で設定  
●本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。  
●アラーム動作中、非接触センサーに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。  
●防滴仕様(正面)



④SATO ノータッチタイマー  
手洗い当番 TM-27

| ページコード      | 商品コード   | 価格     |
|-------------|---------|--------|
| 3-2449-0401 | 2590300 | ¥2,800 |

外寸:114×24×H62  
電源:単4形マンガン乾電池×3本  
設定時間:5～90秒間を5秒間隔で設定  
※リピート機能付  
●非接触式センサー(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーのスタートができ、とても衛生的です。



⑤カスタム  
ノンコンタクトタイマー TM-31

| ページコード      | 商品コード   | 価格     |
|-------------|---------|--------|
| 3-2449-0501 | 0265810 | ¥1,950 |

外寸:103×22×H61 最大カウント時間:99分59秒  
最小カウント時間:1秒 電源:単4乾電池×3本  
●非接触式センサーで本体に手を近づけるだけでタイマーの開始アラームの停止を操作できます。  
●背面に磁石がついているので鉄板面に張り付けて設置できます。  
●アックバ・スタンド付



⑥手洗いチェッカー A

| ページコード      | 商品コード   | 価格      |
|-------------|---------|---------|
| 3-2449-0601 | 8462830 | ¥20,350 |

外寸:325×160×H240  
重量:1.8kg  
セット内容:手洗いチェッカー本体、  
手洗いチェッカー専用ライト  
(専用ライト用乾電池単3×4本別売)、  
手洗いせっけん液250ml(シャボンネットコムS)1本、  
手洗いチェッカー専用ローション250ml2本  
●専用ローションを手についた汚れに具立てて、特殊なライトで光らせます。適切な手洗いが実施できているか確認できます。




⑦手洗いチェッカー  
ローション 250ml

| ページコード      | 商品コード   | 価格     |
|-------------|---------|--------|
| 3-2449-0701 | 8462840 | ¥2,800 |

※⑥の手洗いチェッカー専用ローションです。

### うがい薬



⑧アルボース うがい薬CPN  
800ml (ポンプ入り)

| ページコード      | 商品コード   | 価格     |
|-------------|---------|--------|
| 3-2449-0801 | 1078160 | ¥5,720 |

指定医薬部外品  
有効成分:CPG (塩化セチルピリジウム)、  
グリチルリチン酸二カリウム配合  
●1mlポンプ付うがい薬  
●口腔内の殺菌・消毒・洗浄・口臭の除去に  
●100倍希釈



⑨うがい薬コロロ1L ポンプ付

| ページコード      | 商品コード   | 価格     |
|-------------|---------|--------|
| 3-2449-0901 | 8462811 | ¥6,300 |

医薬部外品  
有効成分:ラウリルジアニノエチルグリシンナトリウム  
吐出量:約1.5ml/回  
●口腔内の殺菌・洗浄・消毒に、口臭も除去します。  
●紙コップなどにうがい薬を1プッシュ入れ、80～100mlの水でうめて、うがいしてください。



●このカタログに掲載されている価格は、2023年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

81 棚・作業台

82 バスボックス・洗浄ラック

83 カート・台車

84 ユニフォーム

85 厨房消耗品

86 清掃・衛生用品

79 店舗用品・インテリア

80 防災用品