

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20604-62	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。


HACCP

62



素材自体が持つ抗菌力は半永久的

HACCP



大腸菌 (プラスチック板) 大腸菌 (IKD抗菌ステンレス給食皿) 黄色ブドウ球菌 (プラスチック板) 黄色ブドウ球菌 (IKD抗菌ステンレス給食皿)

【試供液塗布後24時間静置状態での菌の集落数】

大腸菌 Escherichia coli

黄色ブドウ球菌 Staphylococcus aureus

検査対象	発生集落数
IKD抗菌ステンレス給食皿	1.0×10^0
プラスチック板	2.0×10^6

検査対象	発生集落数
IKD抗菌ステンレス給食皿	0
プラスチック板	1.5×10^6

IKD 抗菌ステンレスシリーズの丸皿 (16cm) に試供菌液 1ml を塗布し、25℃ 24時間静置後、下記の方法により試験を行いました。
なお、対照に付いてはプラスチック板の表面 (16cm) に試供菌液 1ml を塗布し、25℃ 24時間静置後、以下の同様な試験を行いました。
試供菌液塗布部分 (16cm) をタンポンで拭き取り、タンポンを10ml の希釈液中にて振り出し、大腸菌はその振り出し液 1ml を計測培地に混釈し37℃ 24時間、黄色ブドウ球菌は、その振り出し液0.1ml を計測培地に塗布し37℃ 48時間培養を行い、発生した集落数を計測しました。

上記の実験データは「(財)新潟県環境衛生研究所」で行われたものです。これ以前、以降にも実験は繰り返し行われ、IKD 抗菌ステンレスシリーズの抗菌力が実証されました。IKD 抗菌ステンレスシリーズは、大腸菌や黄色ブドウ球菌などの他、MRSA などの広範囲な菌に対して有効な抗菌力を発揮します。



IKD 抗菌ステンレスシリーズは、金属表面に付着した菌にのみ抗菌作用が働きます。水の浄化や、食物そのものの減菌には使用できません。



- IKD 抗菌ステンレスシリーズは、18-8 ステンレスに3%の銅を含ませて製造している為、素材自体に抗菌・抗ウイルス性を持っています。(表面加工ではありません)
- IKD 抗菌ステンレスシリーズは銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。

このページの全商品は



① 18-8 IKD 抗菌
ロール式厚口 万能トンゲ 両

ページコード	全長	商品コード	価格
①大	3-0062-0101	242	6578040 ¥3,800
②小	3-0062-0201	195	6578045 ¥3,450



③ 18-8 IKD 抗菌
スパゲティトンゲ 両

ページコード	商品コード	価格
3-0062-0301	6298600	¥1,870

全長:195



④ 18-8 IKD 抗菌
薬味トンゲ 両

ページコード	全長	商品コード	価格
大	3-0062-0401	128	6298800 ¥640
小	3-0062-0402	98	6298900 ¥590



⑤ 18-8 IKD 抗菌
棒型 アイストンゲ 両

ページコード	商品コード	価格
3-0062-0501	6298700	¥680

全長:150



⑥ 18-8 IKD 抗菌
トンゲレスト L型 両

ページコード	商品コード	価格
3-0062-0601	0525300	¥3,300

120×140×H140



⑦ 18-8 IKD 抗菌
スパゲティトンゲ 箸ホルダー
シングル 両

ページコード	商品コード	価格
3-0062-0701	6300900	¥5,200

150×150×H187
●あらゆる形のトンゲに対応します。万能トンゲ、スパゲティトンゲ、サービストンゲ、ケーキトンゲ、天ぷらトンゲ、箸等etc...



⑧ 18-8 IKD 抗菌
スーパートンゲ
箸ホルダー用 受皿 両

ページコード	商品コード	価格
3-0062-0801	7269500	¥920

φ60×H15



ワンタッチで底部を交換できる。スーパートンゲ箸ホルダー専用の受皿です。これで、いつでもさらに清潔

▶関連商品:P573~P584