

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-1531	株式会社クイックパック	0564-59-3525

# 1531 感染対策用品

- 料理道具
- 調理小物
- 調理機械
- 厨房機器
- サービス
- 喫茶用品
- 鉄板焼用
- 製菓用品
- フココン
- 洗濯用
- 清掃用品
- 長靴白衣
- 衛生
- 消耗品
- ハンケット
- フワット
- ウェア
- テーブル
- 卓上備品
- 料理演出
- 用品
- グラス
- 食器
- ホテル
- 旅館用品
- テーブル
- 椅子
- サイン
- 店舗備品

**Trust** 手で触れる必要無く廃棄出来るので二次感染予防に役立ちます。



① トラスト ステンレス ラウンドコンテナ (KTL-07)

	ℓ	高さ	質量kg	
9-1531-0101	1310	7	φ205×320	1.0 ￥6,800
9-1531-0102	1311	12	φ205×392	1.5 ￥10,300
9-1531-0103	1312	20	φ292×450	2.2 ￥14,000
9-1531-0104	1313	30	φ292×653	3.0 ￥19,000





② トラスト ステンレス レクタングルコンテナ (KTL-08)

	ℓ	高さ	
9-1531-0201	1314	30	350×300×635 ￥26,000
9-1531-0202	1315	50	425×372×657 ￥47,000

- ①② 材質:13-0ステンレス  
 ●ステンレス製の為、アルコール除菌による劣化を防ぎます。  
 ●油圧によりゆっくりに蓋が閉まりますので、音も静かで安心です。  
 ●洗浄可能な取り外し式の内容器付きです。

菌やウイルスが約15分で99.9%減少!  
貼るだけ簡単 ウイルス対策シールシリーズ

- ④～⑥特徴  
 ●シール表面の主成分の水酸化カルシウムが強アルカリ性であり、ウイルスの増殖を抑制します。  
 ●シールの貼り間違いや交換時に剥がしやすい再剥離可能粘着テープ使用。  
 ●よく触る「ドアノブ」「スイッチ」「手すり」などに貼ることで接触感染対策ができます。  
 ●効果期間は約6ヶ月間です。



④ A4タイプ AUS-101  
 〈ZUI-01〉 9-1531-0401 ￥1,500  
 225×340  
 ●自由にカットして使えます。

⑤ スイッチ用 AUS-102 (30片入)  
 〈ZUI-02〉 9-1531-0501 ￥1,200  
 14×18

⑥ ワイドスイッチ用 AUS-103 (15片入)  
 〈ZUI-03〉 9-1531-0601 ￥1,200  
 26×26

⑦ クレシア 消毒ウェットタオル   
 (100枚入) 〈XT0-07〉  
 9-1531-0701 本体 ￥1,000  
 9-1531-0702 詰替用 ￥880  
 シートサイズ:140×200

## アクリル製品向け洗剤



⑧ ケミガード ふいてウイルス除去  
 〈JKM-04〉 9-1531-0801 ￥1,800  
 4kg   
 ●トリプル洗浄効果でサッとふくだけで汚れ、菌、ウイルスを同時に除去します。  
 ●アルコールに弱いアクリル製パーテーションやビニールカーテンにも使えます。  
 ●グレープフルーツの香り。  
 ●弱アルカリ性



⑨ ノロスター VGクリーナー  
 (除菌・ウイルス洗剤)  
 〈JBI-04〉  
 9-1531-0901 4kg ￥2,100  
 9-1531-0902 専用スプレー容器(500ml) ￥540  
 ●サッとふきとるだけで洗浄、除菌、ウイルス除去が同時にできます。  
 ●アルコールに弱いアクリル製パーテーションやビニールカーテンにも使えます。  
 ●二度拭き不要で店内の拭き掃除に最適です。  
 ●弱アルカリ性



⑩ サニベスト 多用途洗浄・除菌剤 (XSN-08)   
 9-1531-1001 5kg B.I.B ￥1,800  
 9-1531-1002 専用空スプレーボトル(500ml) ￥430  
 液性:中性 原液  
 ●2種類の洗浄成分と除菌成分で、汚れや細菌・ウイルスを除去します。  
 ●拭き跡が残りにくいで、手早く簡単に清掃できます。  
 ●中性なのでアクリル製のパーテーションにも使え、手肌にも安心です。



⑪ エステドクタークリーン 除菌・ウイルス除去スプレー (XDK-05)   
 9-1531-1101 500ml ￥1,680  
 9-1531-1102 20詰替用 ￥5,980  
 ●1日1回の使用で持続性のある除菌・ウイルス除去効果を得られます。  
 ●同じ場所に繰り返し使用することで、クリーンな環境と同時に抗菌効果も高まります。  
 ※手指、食品・まな板、食器、レンズ等にはご使用できません。



⑫ エステドクタークリーン 除菌・ウイルス除去アルコールクロス(80枚入) (XDK-06)   
 9-1531-1201 本体 ￥1,280  
 9-1531-1202 詰替用 ￥1,080  
 シートサイズ:150×175  
 ●1日1回の使用を繰り返すことで、より抗菌効果が発揮されます。  
 ●頻繁な除菌作業の回数を減らし、感染対策の負担を軽減できます。