

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-1470	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房/玄関マット・スノコ

1470

マイクロなチリやホコリも除去。多層マットだからいつまでも新しく。



① エコミー粘着マット 専用アンダーマット (KNV-03)

1-1470-0101	600× 900用	660× 965	¥23,850
1-1470-0102	600×1,200用	660×1,270	¥26,450

材質:スチレンタジエンゴム



②③④

②～④ 汚れたら、フィルムを剥がして、いつも清潔な環境でお使い頂けます。連番タグで今使用している枚数が1目で分かります。

② エコミー粘着マット(10シート入) (KNV-04)

サイズ(mm)	緑	白	青	
600× 900	1-1470-0201	1-1470-0202	1-1470-0203	¥19,000
600×1,200	1-1470-0204	1-1470-0205	1-1470-0206	¥28,250

表面粘着力:450g/25mm フィルム厚:50μ 1シート:30枚層

③ エコミー粘着マット 弱粘着タイプ (10シート入) (KNV-05)

サイズ(mm)	緑	白	青	
600× 900	1-1470-0301	1-1470-0302	1-1470-0303	¥19,000
600×1,200	1-1470-0304	1-1470-0305	1-1470-0306	¥28,250

表面粘着力:200g/25mm フィルム厚:50μ 1シート:30枚層

④ エコミー粘着マット 薄手タイプ 600×900 (10シート入) (KNV-06)

1-1470-0401	緑
1-1470-0402	白
1-1470-0403	青

表面粘着力:300g/25mm フィルム厚:30μ 1シート:30枚層

②～④材質:ポリエチレンフィルム

※②～④のシートは①エコミー粘着マット専用アンダーマットにセットしてご使用ください。

表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。

衛生的で便利

履物の底につくホコリやチリ・ゴミは、普通のマットではなかなか取れにくく、クリーンルームを完全にチリ・ホコリから守るのが困難です。粘着マットは、その粘着性によって細かいチリ・ホコリを吸着し、室内への持込みを最小限にします。粘着マットに一度付着したチリはとれません。チリ・ホコリがある程度ついたら使用済みとして1枚ずつめくって捨ててください。

安定した除塵効果

粘着マットフレームに粘着マットシートを全面貼り付けしてあります。このため、シートのスレや破れを防ぎ、安定した除塵効果が得られます。



⑤ 粘着マットフレーム (KMT-99)

1-1470-0501 720×1,020 ¥12,500

1-1470-0502 720×1,320 ¥15,500

材質:SBRゴム

⑥ 粘着マットシートG (KMT-98)

1-1470-0601 600× 900(1シート60枚層) ¥19,800

1-1470-0602 600×1,200(1シート60枚層) ¥22,800

材質:ポリエチレンフィルム

●病院、オフィス玄関など一般用。

●中粘着タイプ。

※⑥～⑧のシートは⑤粘着マットフレームにセットして御使用ください。



⑦ 粘着マットシートAST (KPY-01)

1-1470-0701 600× 900(1シート60枚層) ¥22,300

1-1470-0702 600×1,200(1シート60枚層) ¥29,600

材質:ポリエチレンフィルム

●強粘着タイプ

●帯電防止

●半導体、精密機器、食品等の工場や、病院の検査室に最適。



⑧ 粘着マットシートBS (KPY-02)

1-1470-0801 600× 900(1シート60枚層) ¥19,800

1-1470-0802 600×1,200(1シート60枚層) ¥22,800

材質:ポリエチレンフィルム

●強粘着タイプ。

●精密工場・クリーンルームなど、工場用。

通し番号入⑥～⑧



⑨ 粘着マット フレーム グレー (KMT-L6)

1-1470-0901 720×1,020 ¥12,500

1-1470-0902 720×1,320 ¥15,500

材質:SBRゴム

⑩ 粘着マットシートGY(弱粘着タイプ) 灰

1-1470-1001 600× 900(1シート60枚層) ¥19,800

1-1470-1002 600×1,200(1シート60枚層) ¥22,800

材質:ポリエチレンフィルム

●弱粘着タイプ

●病院、薬局、老健施設などに最適。

歩くだけで足元を消毒でき、厨房や食品工業などの衛生管理に活躍。




⑪ 消毒マットセット (KMT-23)

サイズ(mm)	緑	茶	厚さ(mm)	
600× 900	1-1470-1101	1-1470-1102	約20	¥29,900
900×1,200	1-1470-1103	1-1470-1104	約18	¥59,700

マット+ベース1セット

- 消毒液をマットに注いで御使用いただくマットです。
- 衛生管理の厳しい、給食室・旅館等の厨房・生鮮食料品加工場・実験室などの出入口に最適です。
- マットとマットベースの2層式です。
- 消毒マットの上を歩くと、特殊フィラメントによる毛細管作用で、消毒液がマット表面にじんできて、常に一定量の消毒液が靴底を渡し、洗浄すると同時にハイキンを除去します。

※消毒液は⑫コンドル消毒液を御使用ください。



⑫ コンドル 消毒液 C-108 (KSY-04)

1-1470-1201 ¥3,200

4ℓ [4]

●コンドル消毒マット専用液殺菌消毒剤(塩化ベンザルコニウム塩)配合

タワシ・ブラシ

洗剤・クリーナー

ふきん・タオル・洗濯機

掃除道具

お掃除収納 脚立

ゴミステーション

ゴミ箱・ペール・バケツ

トイレ用品 手洗い消毒

厨房/玄関マット・スノコ