

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20688-427	株式会社クイックパック	0564-59-3525

遠赤保鮮シート

調理道具

せいろ

綿コロン

料理器皿

弁当

飯器・箸

盛り込

ビニール

金彩・鏡彩

小鉢・珍味入

餅・酒の器

そば・うどん

竹製品

卓上用品

紙製品

演出小物

陳列用品

説明・注意

品名検索

番号検索

スパンレース不織布

遠赤保鮮シート

● 1ケース24本入



ロールタイプ



遠赤保鮮シート ロールタイプ(100枚入)

21-427-01 (64902) L(ミシン目入) ¥4,100 38.5×24cm
 21-427-02 (64901) M(ミシン目入) ¥3,100 27.5×24cm

●品質表示材質/レーヨン、ポリオレフィン、ポリエステル混紡繊維 ●食品衛生法規格基準適合商品

料理素材は水分活性が重要なポイント

- 優れた抗菌効果の鮮度保持専用のシートです。
- 生鮮魚介類・肉・野菜の鮮度保持と優れた抗菌効果が威力を発揮します。
- ロールタイプの2サイズを取り揃えております。ご使用目的に応じてお選びください。



特徴

遠赤保鮮シートは、合成樹脂繊維を高圧水流により、交絡し製造するスパンレース不織布で、バインダー(接着剤)を使用していない、安全性の高い素材を使用しています。はがれたり、破けたりする可能性の低い商品です。

鮮度保持効果

生鮮魚介類から出るドリップを適度に吸収し、食材の旨み成分を残します。遠赤保鮮シートのもつ保水性が鮮度を保ち、乾燥や変色を防ぎます。

抗菌効果

遠赤保鮮シートは、優れた抗菌効果を発揮します。雑菌が繁殖しにくい条件を作り出しますので、安心してご使用いただけます。

〈遠赤保鮮シートの抗菌力測定(当社比)〉

試験菌	経過時間	空試	当社製品
	0時間	log Co : 4.53	log To : 3.90
18時間後	log Ct : 7.28	log Tt : 1.70	
増殖値	2.8	-2.8	

試験菌	経過時間	空試	当社製品
	0時間	log Co : 4.44	log To : 3.91
18時間後	log Ct : 7.84	log Tt : 4.51	
増殖値	3.4	0.1	

〈遠赤保鮮シートの抗菌活性値〉

試験菌	活性値
黄色ブドウ球菌	5.7
大腸菌	3.3

抗菌加工製品の抗菌効果は、「JIS Z 2801」において抗菌活性値が2.0以上と定められています。

用途

- 包む、巻く、掛ける…幅広くご使用いただけます。
- その他、冷凍・解凍用(電子レンジ解凍可)、炊飯の除湿・風味の維持、水切り油切り、煮物のアック取り、水道水の浄化などアイデア次第で多様にお使いいただけます。

