

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20690-73	株式会社クイックパック	0564-59-3525

遠赤保鮮シート

法事用品

まこと

敷紙・懐敷
料理四季紙

ラミネート

立体商品

OP珍珠入

機能性商品

祝箸・箸包

天然素材の
演出

ワンウェイ

演出小物

寿の演出
・他

小鉢・
珍珠入

楯

硝子の器
・金属

品番索引

遠赤保鮮シート

スパンレース不織布

■ 1ケース24本入

機能シート

料理素材は水分活性が重要なポイント

- 優れた抗菌効果の鮮度保持専用のシートです。
- 生鮮魚介類・肉・野菜の鮮度保持と優れた抗菌効果が威力を発揮します。
- ロールタイプを2サイズ取り揃えております。ご使用目的に応じてお選びください。



01



02

遠赤保鮮シート ロールタイプ ミシン目入 (100枚入)

01 (64902) Lサイズ ¥4,100 38.5×24cm

02 (64901) Mサイズ ¥3,100 27.5×24cm

- 品質表示
材質/レーヨン、ポリオレフィン、ポリエステル混繊維
- 食品衛生法 規格基準適合商品



特長

スパンレース不織布

遠赤保鮮シートは、合成樹脂繊維を高压水流により、交絡し製造するスパンレース不織布で、バインダー(接着剤)を使用していない、安全性の高い素材を使用しています。はがれたり、破けたりする可能性の低い商品です。

鮮度保持効果

- ・ 生鮮魚介類から出るドリップを適度に吸収し、食材の旨み成分を残します。遠赤保鮮シートのもつ保水性が鮮度を保ち、乾燥や変色を防ぎます。

抗菌効果

- ・ 遠赤保鮮シートは、優れた抗菌効果を発揮します。雑菌が繁殖しにくい条件を作り出しますので、安心してご使用いただけます。

〈遠赤保鮮シートの抗菌力測定(当社比)〉

黄色ブドウ球菌	経過時間	空 試	当社製品
	0時間後	log Co : 4.53	log To : 3.90
	18時間後	log Ct : 7.28	log Tt : 1.70
	増殖値	2.8	-2.8

大腸菌	経過時間	空 試	当社製品
	0時間後	log Co : 4.44	log To : 3.91
	18時間後	log Ct : 7.84	log Tt : 4.51
	増殖値	3.4	0.1

〈遠赤保鮮シートの抗菌活性値〉

試験菌	活性値
黄色ブドウ球菌	5.7
大腸菌	3.3

抗菌加工製品の抗菌効果は「JIS Z 2801」において抗菌活性値が2.0以上とすると定められています。

用 途

- ・ 包む、巻く、掛ける…幅広くご使用いただけます。
- ・ その他、冷凍・解凍用(電子レンジ解凍可)、炊飯の除湿・風味の維持、水切り油切り、煮物のアク取り、水道水の浄化などアイデア次第で多様にお使いいただけます。

