

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-2493	株式会社クイックパック	0564-59-3525

## 2493 手洗いタイマー・うがい薬

ご注文の際は、**ページ・番号・商品コード**をご記入ください。

- 81 棚・作業台
- 82 バスボックス・洗浄ラック
- 83 カート・台車
- 84 ユニフォーム
- 85 厨房消耗品
- 86 清掃・衛生用品
- 79 店舗備用品・インテリア
- 80 防災用品



**手をかざすだけで簡単スタート** インフルエンザの予防、食中毒の予防には正しい手洗いの励行が大切です。30秒の手洗いでウイルスは1/100に減少するといわれています。

**タニタ 非接触タイマー 洗えるタイプ TD-424**

① RD レッド ② BL ブルー

ページコード	商品コード	価格
6-2493-0101	1301140	¥3,000
6-2493-0201	1301150	¥3,000

防水 非接触 マグネット カウントダウン 光通知

**③ SATO ノータッチタイマー TM-29**

ページコード	商品コード	価格
6-2493-0301	1113200	¥3,500

防水 非接触 マグネット カウントダウン

**④ SATO ノータッチタイマー 手洗い当番 TM-27**

ページコード	商品コード	価格
6-2493-0401	2590300	¥3,000

非接触 マグネット カウントダウン

外寸:約90×24×H110  
 電源:単4形アルカリ乾電池×2本  
 設定時間:最大99分59秒 1秒単位  
 ●非接触センサー搭載から手をかざすだけでタイマーのストップ、スタートが操作可能  
 ●防水等級IPx5で濡れても安心、汚れても洗えます。  
 ●使用する場所に合わせて音量や起動時間が変更できます。  
 ●視覚的にも分かりやすい、LEDランプ付き  
 ●飲食店の厨房・食品工場・不特定多数の人が利用する施設(共同手洗い場、スポーツジムなど)・美容室等におすすめ

外寸:120×22×H62  
 電源:単4形乾電池×3本  
 設定時間:1～99分59秒を1秒間隔で設定  
 ●本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。  
 ●アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。  
 ●防滴仕様(正面)

外寸:114×24×H62  
 電源:単4形マンガン乾電池×3本  
 設定時間:5～90秒間を5秒間隔で設定  
 ※リピータ機能付  
 ●非接触式センサ(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーのスタートができます。とても衛生的です。

**⑤ カスタム ノンコンタクトタイマー TM-31**

ページコード	商品コード	価格
6-2493-0501	0265810	¥1,950

防滴 非接触 マグネット 時計

外寸:103×22×H61 最大カウント時間:99分59秒  
 最小カウント時間:1秒 電源:単4乾電池×3本  
 ●非接触式センサーで本体に手を近づけるだけでタイマーの開始アラームの停止を操作できます。  
 ●背面に磁石がついているので鉄板面に張り付けて設置できます。  
 ●フック穴・スタンド付

**⑥ 手洗いチェッカー LED**

ページコード	商品コード	価格
41336	6-2493-0601 8462831	¥22,800

外寸:326×157×H229  
 重量:1.5kg  
 セット内容:手洗いチェッカー本体、ブラックライトLED(単3乾電池×4本別売)、手洗い石けん液シャボンネット・P-S 250ml 1本、手洗いチェッカーローション 230ml 2本  
 ●専用ローションを具についた汚れに見立てて、専用ライトで光らせます。適切な手洗いが実施できているか確認できます。

**⑦ 手洗いチェッカー ローション 230ml**

ページコード	商品コード	価格
41337	6-2493-0701 8462841	¥2,800

※⑥の手洗いチェッカー専用ローションです。

**うがい薬**

**⑧ アルボース うがい薬 CPN 800ml (ポンプ入り)**

ページコード	商品コード	価格
6-2493-0801	1078160	¥5,720

指定医薬部外品  
 有効成分:CPFC(塩化セチルピリジウム)、グリチルリチン酸二カリウム配合  
 ●1mlポンプ付うがい薬  
 ●口腔内の殺菌・消毒・洗浄・口臭の除去に  
 ●100倍希釈

**⑨ うがい薬コロロ12 ポンプ付**

ページコード	商品コード	価格
12224	6-2493-0901 8462812	¥6,300

指定医薬部外品  
 有効成分:LDE(ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム)配合  
 吐出量:約1ml/回  
 ●お口のダブルケア、口臭除去&ウイルス対策ができます。  
 ●紙コップなどにうがい薬を1プッシュ入れ80～100mlの水ですくめてうがってください。



●このカタログに掲載されている価格は、2026年6月1日現在のもので、概算価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。