

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-2520	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

床用洗剤・剥離剤 2520

表面洗剤



①CONDOR フロア用クリーナー 洗剤 4ℓ

ページコード 商品コード 価格
6-2520-0101 5326900 ¥4,000
標準使用量:約30倍に水でうすめて使用。
希釈液1ℓで約50~100㎡
●木床を除く、床の洗浄に
●樹脂ワックス皮膜の洗浄
※水性ワックスの剥離にもご使用できます。

表面洗剤



②リンレイ 多目的洗剤 NEW プロインパクト 18ℓ

ページコード 商品コード 価格
6-2520-0201 012600 ¥18,600
標準使用量:18,000㎡/18ℓ(50倍希釈)
●あらゆる場所にも使える万能洗剤
●強力多目的洗剤
●特殊浸透剤DSAとイオン洗浄成分のダブル作用によりあらゆる汚れを速く感知し、すばやく浸透除去します。
●動植物系(厨房)・鉱油系(機械)の油汚れも素早く洗浄する強力洗剤です。
●洗浄・除菌・消臭の3つの効果で、床や浴室も適しています。
●成分分解性に優れ、環境ホルモン指定物質、シックハウス、シックスクール症候群疑念物質は含まれません。

床用洗剤



③リンレイ 化学床・石床用洗剤 4ℓ

ページコード 商品コード 価格
6-2520-0301 7023500 ¥3,500
標準使用量:4,000㎡/4ℓ(50倍希釈)
化学床・石床表面の、あらゆる汚れを除去します。使用可能場所
●ホモジニアスビニル床タイルなどのプラスチック系床タイル
●クッションフロア・塩化ビニルなどのプラスチック系床シート
●大理石・御影石・玄昌石などの天然石や、テラゾー・磁器タイルなどの石質床

床用洗剤



④シーバイエス 洗剤 無リンフォワード

ページコード 商品コード 価格
5ℓ 6-2520-0401 8551110 ¥6,600
18ℓ 6-2520-0402 8551200 ¥19,000
使用希釈倍率:20~120倍
5ℓ標準使用量(60倍希釈):3,000㎡
18ℓ標準使用量(60倍希釈):10,000㎡
●水で洗える(ガラス鏡を除く)場所の洗浄に幅広くご使用できます。

バイオと酵素を配合した新世代洗剤

すすぎ不要床用洗剤



⑤ファースト・バイオクリーナー 床用バイオ洗剤 4ℓ ポンプ無

ページコード 商品コード 価格
6-2520-0501 8363300 ¥40,000
標準希釈倍率:300倍
標準使用量:8,000㎡
●酵素とバイオの働きで深層部に堆積している油汚れを持続的に分解洗浄します。
●転倒防止・臭気対策としても効果的です。
●清掃後のふきとりは不要です。
※水でも希釈できますが40~60℃のお湯で希釈し使用するとより効果的です。

⑥4ℓ専用ポンプノズル

6-2520-0601 8363310 ¥960
※ポンプノズルはワンタッチで10cc出ます。10cc×300倍で、3ℓの液ができます。

すすぎ不要床用洗剤



⑦ファースト・バイオクリーナー 床用バイオ洗剤 1ℓ ポンプ付

ページコード 商品コード 価格
6-2520-0701 8363400 ¥12,000
※1ℓはポンプ付。ワンタッチで4cc出ます。4cc×300倍で、1.2ℓの液ができます。

床用洗剤



⑨ライオン プロバイオ イージークリーナー 2ℓ

ページコード 商品コード 価格
6-2520-0901 0605090 ¥5,400
標準希釈倍率:60~70倍
標準使用量:4,000㎡
●希釈液をモップなどで塗布するだけ。ブラッシング作業が軽減され、すすぎも不要
●表面の汚れだけではなく、バイオの力で床の目地や凹みの隙間に蓄積された汚れも除去
※白木などの洗剤が染み込む木材の床、ワックスなどをコーティングした床、大理石などの石材床にはご使用できません。

剥離剤



⑩リンレイ 強力ハクリ剤 NEW ギガジェット 18ℓ

ページコード 商品コード 価格
6-2520-1001 0134810 ¥22,600
標準使用量:900㎡/18ℓ
●頑固な皮膜も強力に除去し、しかもサラリとした仕上がりが。感です。
●低臭タイプでホテル・病院など臭いの問題となる現場に最適です。



⑪モップ用洗剤 400HB

ページコード 商品コード 価格
6-2520-1101 5331300 ¥730
外寸:90×45×H200
容量:400cc
材質:界面活性剤4%、脂肪酸系(非イオン)、高級アルコール系(陰イオン)
●天然油脂にHPCを配合した手にやさしい天然油脂ベースの洗剤です。モップの糸がきれいに仕上がります。

⑫3M スコッチブライト サーフェス プリパレーションパッド

ページコード 商品コード 価格
6-2520-1201 1610560 ¥1,200
φ117×254 材質:ナイロン
●洗剤・剥離剤を使用せずに水と併用することで、樹脂ワックスを均一に除去できます。
●パッドの当たらない壁際のワックス除去に最適です。