

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-53	株式会社クイックパック	0564-59-3525

53

HACCP

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

HACCP



データロガー（温度記録計）の活用で
菌の増殖をストップ！

データロガーの有効性と選び方

食中毒を防ぐには、食材を冷蔵庫や冷凍庫で保管し、適切な温度帯で管理することが大切です。しかし、日常業務を行いながら温度管理を行うことは、業務効率の低下につながり、ミスも多くなります。データロガーを使用すれば温度の自動計測が可能となり、現場スタッフはより業務に集中できます。

▶関連商品:P769~P772

スタッフによる温度管理

- スタッフの定期巡回・確認作業が必要なため業務が中断されます。
- 記録間違い、計測忘れが起こりやすく1日数回の記録が限界です。
- 記録の管理、閲覧に時間がかかります。

データロガーを使用した温度管理

- スタッフの定期巡回の必要がなく業務に集中できます。
- 記録間違い、計測忘れ等がなくなり24時間の記録が可能です。
- パソコンなどで記録の管理、閲覧ができます。

更にWi-Fiタイプのデータロガーなら…

- ★温度記録はクラウドを利用し、自動で記録・保存が可能です。
- ★設定温度を逸脱した場合はeメールでアラームを受信できます。

USB対応

プローブ内蔵型

防水



① テストー 防水ミニ温度計データロガーセット testo 174T 0561

ページコード 商品コード 価格
6-0053-0101 2869320 ¥27,000

※フロープ(探針)は本体に内蔵されているので不要です。
外寸:38×60×19
チャンネル数:1
測定範囲:-30~70°C



Wi-Fi対応

プローブ外付型 ※主に冷蔵/冷凍庫用

防水



② テストー サベリス2 無線温度ロガー (プローブ外付型)

ページコード 商品コード 価格
Saveris2 T2 6-0053-0201 1073120 ¥34,000

外寸:95×75×30.5
チャンネル数:2
測定範囲:-50~150°C
※フロープ(探針)は別売となります
※設置にはWi-Fi環境が必須です。



ユーザー登録



クイック
スタートガイド



③ テストー サベリス2 T2用サーミスタ フラットコードプローブ

ページコード 商品コード 価格
6-0053-0301 1073130 ¥15,000



プローブ内蔵型 ※主にショーケース用

防水



④ テストー サベリス2 無線温度ロガー (プローブ内蔵型)

ページコード 商品コード 価格
Saveris2 T1 6-0053-0401 1073140 ¥31,000

チャンネル数:1
測定範囲:-30~50°C
※フロープ(探針)は本体に内蔵されているので不要です。
※設置にはWi-Fi環境が必須です。