

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

さまざまな場所で、さまざまな人に。清潔と安心を。

両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。片手では作動しない両手検知機能(片手だけの検知でも作動するように設定できます)。消毒完了を知らせるブザーなどさまざまな機能がセットされ、使いやすく設計されています。

画期的な超音波方式。だから音がとっても静か。

従来の業務用消毒器と違い、「TEK-101A・103A」は画期的な超音波方式を採用。圧力噴霧方式の消毒器と違い、作動が素早く、音が静かです。また、コンパクトな薄型ですので、机や棚に置いたり、壁に掛けたりどちらにも使えます。

カート・台車・棚

ファーストフード・テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄

冷・温水ポット・ジュースディスペンサー

喫茶用品・ミキサー・コーヒーマシン

効率収納用品・グラスラック



外 寸	250×190×H280
ケース本体	ステンレス製 (SUS304)
重 量	4.7kg
電源・電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	作動時30W
作動モード	光電センサー方式
使用薬液	消毒用アルコール他
噴霧量	1.0cc~12.0cc(可変) 出荷時は3.0cc(1.5秒)で設定しています。
タンク容量	1.2ℓ
運動出力	a接点出力 (1.5秒)

①自動手指消毒器 S-2A  
アルボース 8389900  
●ノータッチで両手を消毒。



電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	運転時最大46W 待機時7W
電 気 代	1日当り約3円
噴霧方式	超音波霧化式
噴霧時間	約3秒/回
噴霧量	1cc/回
消毒液代	1回当り1.4円
タンク容量	1,200cc (補給量1,000cc)
手指検知方式	赤外線センサー
外形寸法	282×191×H480
製品重量	4.5kg(壁掛金具1.0kg)
設置方法	壁掛け又は据え置き
その他	薬液補給ランプ表示付 ドア運動用端子付

②自動手指消毒器  
TEK-101A 4042800



③アルコール消毒器 TEK-M1A  
で・きれいMini 6435100  
●小型タイプでありながら手をまんべんなく消毒できます。  
●噴霧量5段階調節。  
●壁掛式、卓上式、ですり式とどんな所にもカバンに取付できます。  
手すり式は別売金具 6435200が必要です。  
●消毒液の補給は、ボトルごと交換。  
専用交換ボトル アロクリンエース 1,000cc 6435300



④自動手指消毒器 TEK-103A  
で・きれいMini II 6435400  
●医療専門に開発された細心設計の上級タイプ。  
●壁掛式卓上式どちらにも使える薄型設計。消音型。  
●消毒液タンクは取り外しての洗浄が可能。  
●噴霧量5段階調節。  
●消毒液の残量が一目で確認できる窓付。

形 式	で・きれいMini (TEK-M1A)	自動手指消毒器 (TEK-103A)
電 源	単2乾電池4個	AC100V 50/60Hz
消費電力	アルカリ電池の場合約3ヶ月 (1日1,000回使用)	噴霧時46W 待機時 7W
手指検知方式	赤外線センサー	赤外線センサー
噴霧方式	圧力ポンプ式	超音波霧化式
噴霧量	0.75、1.2、3、4ccの5段階	0.75、1.2、3、4ccの5段階可変
タンク容量	1,000cc	1,200cc (補給量1,000cc)
外形寸法 (mm)	146×172×H297	282×191×H480
製品重量	(電池除く) 1.7kg	4.5kg



⑤自動手指消毒器 UD-1000 (アルコール用) 8465100  
寸法：144×106×H255  
質量：約740g  
噴射量：約1.4cc/回  
電源：アルカリ乾電池/4本 (DC 6V)  
使用方法：ノズルの下に両手を揃えて差し出すと、消毒液が噴射(吐出)します。1回あるいは2回作動すると停止します。

- ノータッチ・フルオート  
手を触れなくても、センサーが感知して毎回清潔な薬液を吐出・噴射します。
- お知らせランプ  
LEDランプで、電池切れを赤色に点滅してお知らせします。作動中は緑色に点灯します。
- 残液確認  
確認窓から残液が一目で確認でき、補給の目安にいただけます。
- 液量の調節機能  
1回吐出・噴射あるいは2回連続吐出・噴射の切替設定ができます。




⑥自動手指消毒液ディスペンサー UD-3100 (タッチフリータイプ) 4007200  
外寸：120×149×H376  
噴射量：約1.5cc/回  
電源：単3アルカリ乾電池/4本  
●容器からノズル先端までを取り替える ディスポーザブル式  
●薬液の補給や希釈が一切不要です。  
●薬液の濃度不足や容器内感染などのリスクが軽減できます。  
●センサー感知なので手を触れずに薬液が吐出します。



⑦UD-3100専用アルコール手指消毒器 4007300  
容量：1ℓ  
●広範囲の微生物に有効で迅速な殺菌効果を発揮します。  
●速乾性ですので両手のすり込みで蒸発することから手を拭く必要がなく交差汚染の恐れがありません。



⑧手指消毒器 HC-400 足踏式 8465000  
寸法：315×372×H1,100  
質量：約3.5kg  
噴射量：約1.2cc/回  
操作方法：足踏ペダル式  
使用方法：指先に噴射できるよう指を立てノズルの下に手を入れて下さい。ペダルを踏むと指先に消毒液が噴射します。手指全体になり込み、特に指先はていねいに殺菌・消毒して下さい。



自動手指消毒器 HDI-2002  
商品コード  
⑨据置型 240×275×H271 8464800  
⑩壁付型 250×311×H344 8464900  
電源：100V センサー方式  
※手を入れるとアルコールが自動噴霧します。

※⑤⑧～⑩の消毒液はP872-⑨を御使用下さい。