

Catalogue No.

20395-1801

1801

卓上用品

和・洋・中・給食・食器

ご注文の際は、

ページ・番号・商品コードをご記入ください。

メラミン和食器 すみれ



蒸気消毒庫 80℃ 15～20分 生蒸気を当てない事。庫内温度のパラツキに
熱風保管庫 85℃ 15～20分 注意し、温度上昇時間により調整してください。

このページの全商品は

洗

57 石焼ビビンバ・ステーキ皿

58 和・洋・中・給食・食器

51 料理演出用品
和

52 鍋物用品
和・洋・中

53 喫茶サービス用品

54 グラス

55 ワイン・バー用品

56 卓上小物



●このカタログに掲載されている価格は、平成28年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。