

Catalogue No.

20459-2116

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

手洗い石けん液

2116

手洗い設備・洗面【手指の洗浄・除菌】

手洗い用石けん液



**薬用泡ハンドソープ
ケアマイルド せっけんの香り** 71

商品コード	価格
① 500ml 4670100	¥1,250
② 4kg 4670200	¥4,500

弱酸性

- すすぎ性のよい、すっきりとした使用感
- 殺菌成分(イソプロピルメチルフェノール)配合でしっかりと殺菌効果を発揮
- 保湿成分(DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム、プロピレングリコール)配合で手肌にうるおいを残します。



アルタン NAハンドソープ 77

商品コード	価格
③ 500ml 泡ポンプ 8391921	¥1,850
④ 4kg 8391911	¥7,950

- 成分:エタノール、グリセリン、ラウリルグルコシド、乳酸、亜硫酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、カキタンニンなど
- 柿抽出物を配合
 - 爽やかなミントの香り



⑤アルタン ハンドソープ 71

商品コード	価格
500ml ポンプ付 8391940	¥1,200
4.8kg 8391930	¥4,100
詰替え用400ml 8391950	¥600

- 成分:トリクロサン、エデト酸塩、PG、パラベンなど
- 殺菌、消毒もできる薬用石けん



⑥フォームハンドソープ 2L 71

商品コード	価格
1659910	¥6,200

成分:ヤシカリ石けん、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、セバシンジエチル、クエン酸など

使用量(目安):原液

専用ボトル 71

商品コード	価格
7250ml 1664110	¥500
8500ml 1660020	¥700



⑨薬用ムース状ハンドソープ 71

商品コード	価格
YHS-500 500ml 8578700	¥1,080
詰替用 YHS-C 500ml 8578710	¥830

洗浄成分:100%植物性

有効成分:トリクロサン

保湿成分:アロエ、カモミール、ローズマリーエキス

配合

その他成分:エタノール、エデト酸など

- 手肌を殺菌、消毒して清潔にします。



⑩薬用パワーハンドソープ 71

商品コード	価格
PHS-25 2.5kg 8578800	¥3,160
詰替用 PHS-C 2.0kg 8578820	¥1,900

有効成分:トリクロサン

保湿成分:アロエ、モモ葉、ローヤルゼリーエキス

配合

その他成分:POEトリデシルエーテル、

エタノール、エデト酸塩など

- 天然スクラブ配合で油汚れもしっかりと落とします。



**⑪超強力薬用
パワーハンドソープ** 71

商品コード	価格
KHS-25 2.5kg 8578900	¥3,660
詰替用 KHS-C 2.0kg 8578920	¥2,200

有効成分:トリクロサン

保湿成分:アロエ、カモミール、モモ葉、ローヤル

ゼリーエキス配合

その他成分:ベンジルアルコール、アルキルなど

- オレンジオイルと天然スクラブ配合で落ちにくい油汚れやベンキもしっかり除去



⑫ハンドソープHS 500ml 71

商品コード	価格
8577800	¥1,570

●手指のうるおいを守る弱酸性、微香性

- 殺菌剤トリクロサンを配合



⑬Sディスペンサー 500ミニ 71

8578000 ¥2,300

外寸:124×124×H192

500mlカートリッジ1個収納

※⑩専用ディスペンサーです。



⑭スプールウッド フォームボトル 71

商品コード	価格
1130420	¥3,600

外寸:70×78×H192 容量:360ml

材質:ボトル本体/18-8ステンレス

ポンプ/亜鉛合金ニッケルメッキ

**⑮スプールウッド
ソープディスペンサー** 71

商品コード	価格
1130430	¥2,500

外寸:160×80×H195 容量:250ml

材質:ボトル本体/18-8ステンレス

ポンプ/亜鉛合金ニッケルメッキ



ポンプ式スプレーボトル

商品コード	価格
⑬ 500ml #690 φ110×H180 8007410	¥900
⑭ 650ml #695 φ88×H245 8007420	¥1,100

材質:ポンプ本体/ポリプロピレン

ノズル/真鍮 容器/ポリエチレン

- 詰め替え用で消毒用エタノール(アルコール製剤)専用

- 消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。



C-ポンプ

商品コード	価格
⑬ ホワイト/グリーン 4846800	¥2,200
⑭ グレー/グレー 4846900	¥2,200

85×85×H195 容量:300ml

材質:本体/ABS樹脂 滑り止め/TPR

- 手の甲や親指でプッシュできるの、片手で簡単にご使用できます。



■石鹸液の吐出方法
C形状の間に手を入れ、手の甲で「Push here」と書いた部分を押してください。