

Catalogue No.
20579-53

53

HACCP

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

HACCP



データロガー（温度記録計）の活用で
菌の増殖をストップ!

データロガーの有効性と選び方

食中毒を防ぐには、食材を冷蔵庫や冷凍庫で保管し、適切な温度帯で管理することが大切です。しかし、日常業務を行いながら温度管理を行うことは、業務効率の低下につながり、ミスも多くなります。データロガーを使用すれば温度の自動計測が可能となり、現場スタッフはより業務に集中できます。

▶ 関連商品:P747~P751

スタッフによる温度管理

- スタッフの定期巡回・確認作業が必要のため業務が中断されます。
- 記録間違い、計測忘れが起こりやすく1日数回の記録が限界です。
- 記録の管理、閲覧に時間がかかります。

データロガーを使用した温度管理

- スタッフの定期巡回の必要がなく業務に集中できます。
- 記録間違い、計測忘れ等がなくなり24時間の記録が可能です。
- パソコンなどで記録の管理、閲覧ができます。

更にWi-Fiタイプのデータロガーなら…

- ★ 温度記録はクラウドを利用し、自動で記録・保存が可能です。
- ★ 設定温度を逸脱した場合はeメールでアラームを受信できます。

USB対応

① テストー 防水ミニ温度計データロガーセット testo 174T

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|-------------|---------|---------|
| 2-0053-0101 | 2869320 | ¥19,000 |

外寸:38×60×19
チャンネル数:1
測定範囲:-30~70℃

② テストー 防水ミニ温度計データロガー本体のみ testo 174T

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|-------------|---------|--------|
| 2-0053-0201 | 2869310 | ¥8,300 |

※プローブ(探針)は本体に内蔵されているので不要です。

※本体のみではPCに接続できないため、初回はUSBインターフェイス付きのデータロガーセット①をご購入ください。ロガーを複数個使用する場合は、セットを1つ購入し、本体のみ②を複数個購入して使用できます。

Wi-Fi対応

③ テストー サベリス2 無線温度ロガー (プローブ外付型)

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|-------------|-------------|---------|
| Saveris2 T2 | 2-0053-0301 | 1073120 |

外寸:95×75×30.5
チャンネル数:2
測定範囲:-50~150℃
※プローブ(探針)④は別売となります
※設置にはWi-Fi環境が必須です。

④ テストー サベリス2 T2用サーミスタ プラットコードプローブ

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|-------------|---------|---------|
| 2-0053-0401 | 1073130 | ¥12,000 |

⑤ テストー サベリス2 無線温度ロガー (プローブ内蔵型)

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|-------------|-------------|---------|
| Saveris2 T1 | 2-0053-0501 | 1073140 |

チャンネル数:1
測定範囲:-30~50℃
※プローブ(探針)は本体に内蔵されているので不要です。
※設置にはWi-Fi環境が必須です。

QRコード: ユーザー登録, クイックスタートガイド

● このカタログに掲載されている価格は、2022年9月1日現在のものです。税抜価格です。 ● 価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。