

Catalogue No.

20666-2466

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

手指消毒器

2466

さまざまな場所で、 さまざまな人に清潔と安心を

両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。片手では作動しない両手検知機能(片手だけの検知でも作動するように設定できます)。消毒完了を知らせるブザーなどさまざまな機能がセットされ、使いやすく設計されています。



① アルボース 自動手指消毒器 S-2A

ページコード	商品コード	価格
5-2466-0101	8389900	¥137,500

●ノータッチで両手を消毒

外 寸	250×190×H280
ケース本体	ステンレス製(SUS304)
重 量	4.7kg
電源・電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	作動時30W
作動モード	光電センサー方式
使用薬液	消毒用アルコール他
噴霧量	1.0cc～12.0cc(可変) 出荷時は3.0cc(1.5秒) で設定しています。
タンク容量	1.2ℓ

●自動ドア連動機能付



② アルコール消毒器 て・きれいきMINI TEK-M1B

ページコード	商品コード	価格
5-2466-0201	6435110	¥45,000

- 小型タイプでありながら手をまんべんなく消毒できます。
- 噴霧量5段階調節
- 壁掛け・卓上式・テすり式と、どんな所にも簡単に取付できます。
手すり式は別売金具
- 5-2466-0202 6435200 ¥6,700 **F4** が必要です。
- 壁掛け金具は別売
- 5-2466-0203 6435500 ¥6,700 **F4** です。
- 空ボトル付
- 専用交換ボトル アロクリンエース 1,000mℓ
- 5-2466-0204 6435300 ¥3,800 **F1**



③ 自動手指消毒器 て・きれいきⅡ TEK-103D-2

ページコード	商品コード	価格
5-2466-0301	6435410	¥122,000

- 医療専門に開発された細心設計の上級タイプ
- 壁掛け・卓上式とどちらにも使える薄型設計・消音型
- 壁掛け金具は別売
- 5-2466-0302 6435500 ¥6,700 **F4** です。
- 消毒液タンクは取り外しての洗浄が可能
- 噴霧量5段階調節
- 消毒液の残量が一目で確認できる窓付

型 式	②て・きれいきMINI(TEK-M1B)	③て・きれいきⅡ(TEK-103D-2)
外 寸	153×173×H297	282×191×H480
重 量	1.5kg(壁掛金具0.3kg、電池0.3kgを含まず)	4.2kg
電 源	単2アルカリ乾電池×4本	AC100V 50/60Hz
消費電力	3ヶ月(0.75mℓ噴霧×100回/1日)	噴霧時46W 待機時7W
噴霧方式	圧力噴霧式、流下方式	超音波霧化式
噴霧量	0.75(標準)、1.0、2.0、3.0、4.0mℓ/回 可変	0.75、1、2、3、4ccの5段階可変
タンク容量	1ℓ	1,200mℓ(補給量、1,000mℓ)
手指検知方式	赤外線センサー	赤外線センサー



自動手指消毒器 HDI-2020

ページコード	kg	商品コード	価格
④41037	5-2466-0401	2.4 2134610	¥79,200
⑤41038 自動ドア連動機能付	5-2466-0501	2.5 2134620	¥88,000

●センサーで感知し手指消毒用アルコールを噴射します。
薬液タンクは本体内部でカギがかかる構造です。

外 寸	250×241×H266
重 量	約2.4kg/約2.5kg(自動ドア連動機能付)
電 源	AC100V 50/60Hz 電源コード(長さ約1.8m)
消費電力	待機時1W 作動時5W
噴射量	約1mℓ～約5mℓ間で1mℓごとに調整可能 (初期設定値 3mℓ)
タンク容量	1ℓ



⑥ 壁付けホルダー HDI-2020用 **F3**

ページコード	商品コード	価格
41039	5-2466-0601	2134640 ¥8,800

外寸:250×250×H72

重量:1kg

●HDI-2020専用の壁付けホルダーです。
※本体は別売りです。

⑦ 架台スタンド HDI-2020用 **F4** **画A**

ページコード	商品コード	価格
41041	5-2466-0701	2134630 ¥17,800

外寸:350×366×H820

重量:3.8kg

●HDI-2020専用の架台スタンドです。
※本体は別売りです。

●このカタログに掲載されている価格は、2025年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。